

curasan

Trauma

Orthopedics


Dentistry **Hemostasis**

Maxillofacial Surgery Spine

Dentistry Trauma Maxillofacial

Orthopedics

Trauma



styp^{ro}

Haemostypticum

Absorbable and implantable gelatine sponge with hemostatic effect

Product overview



All benefits at a glance

+ Product benefits

- + easy handling – quick hemostatic effect
- + stable sponges
- + high absorption capacity (at least 35 times of its own weight)
- + optimal porosity and interconnective structure
- + fully resorbable within 4 – 6 weeks
- + biocompatible
- + physiological mode of action
- + shelf life: 5 years from production

+ Structure

stypro® shows an excellent interconnective porosity and has a stable sponge structure.

+ Parameter of action*

- + blood coagulation also in the centre of the sponge
- + better hemostatic effect in comparison to a cellulose product

+ Safety

- + γ -sterilisation; porcine medical gelatine (E.P.)

+ Mode of action

- + physiological action by using the natural property for coagulation of the blood
- + contains no additional active substances

+ Content

- + medical gelatine (E.P.)

* Source: Productdocumentation of stypro® – Evaluation of the product-quality of the stypro®-sponges (on request)





Product overview

stypro® Standard

Resorbable, porcine gelatine sponge

- + double sterile blister packs
- + in a suture box and in a cost-saving 20's big box

REF. No.	Size	Content	Pack Size
9320 000 005	80 x 50 x 10 mm	pcs	5
9320 000 020	80 x 50 x 10 mm	pcs	20

stypro® Cubus

Resorbable, porcine gelatine sponge

- + sterile blister packs
- + content: 30 pcs in a suture box

REF. No.	Size	Content	Pack Size
9310 000 030	10 x 10 x 10 mm	pcs	30

stypro® Tampons

Resorbable, porcine gelatine sponge

- + double sterile blister packs
- + in a suture box and in a cost-saving 20's big box

REF. No.	Size	Content	Pack Size
9330 000 002	80 x Ø 30 mm	pcs	2
9330 000 020	80 x Ø 30 mm	pcs	20



Product overview

stypro® Special

Resorbable, porcine gelatine sponge

- + double sterile blister packs
- + in a suture box and in a cost-saving 20's big box

REF. No.	Size	Content	Pack Size
9340 000 005	80 x 50 x 1 mm	pcs	5
9340 000 020	80 x 50 x 1 mm	pcs	20

stypro® Special XL

Resorbable, porcine gelatine sponge

- + double sterile blister packs
- + in a cost-saving 20's big box

REF. No.	Size	Content	Pack Size
219 370 0020	125 x 80 x 1 mm	pcs	20

stypro® Strip

Resorbable, porcine gelatine sponge

- + double sterile blister packs
- + content: 5 pcs in a suture box

REF. No.	Size	Content	Pack Size
9360 000 005	50 x 10 x 10 mm	pcs	5

stypro® Sheet

Resorbable, porcine gelatine sponge

- + double sterile blister packs
- + in a cost-saving 20's big box

REF. No.	Size	Content	Pack Size
9350 000 020	80 x 50 x 3 mm	pcs	20

+ References

Anda S.; Curative gelfoam embolisation of life-threatening bleeding from ascending colon diverticulum. A case report. *ROFO Fortschr Geb Rontgenstr Nuklearmed* 1987 Jun;146(6):724-5. **Broos B.;** Unterstützende Maßnahmen beim internen Sinuslift zum Schutz der Kieferhöhlenschleimhaut (Schneidersche Membran). *Implantologie Journal* 2004, 7:47-48. **Bundesanzeiger:** Bekanntmachung der Sicherheitsanforderungen an Arzneimittel aus Körperbestandteilen von Rind, Schaf oder Ziege zur Vermeidung des Risikos einer Übertragung von BSE bzw. Scrapie. Nr. 40, 26. Februar 1994, S. 1851-1856. **Chilla R., Sandker R.P.;** Povidone-iodine containing gelatine sponge for tamponade in ear surgery. *Laryngorhinootologie* 1992, 71(7):375. **Comment on PH. EUR.** 1997, *Gelatine* 330. **Doumat A.;** Der Einsatz eines Gelatineschwammes in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. *Implantologie Journal* 2/2005, 19-22. **European Commission Health and Customer Protection Directorate-General;** Update Opinion on the safety with regard to TSE risk of gelatine derived from ruminant bones or hides from cattle, sheep or goat. http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/out227_en.pdf. **European Pharmacopoeia,** 4th Edition, 2002, 01/2002:0330 *Gelatine*, 1236-1238. **Geldbach J., Springorum H-W.;** Pilotstudie zur Vergleichbarkeit eines Fertigproduktes mit einem perioperativ mit einem Antibiotikum beladenen Gelatineprodukt. Poster presentation, P17, 176. Tagung der Vereinigung Nordwestdeutscher Chirurgen, Hamburg 02. Dezember 2005. **Gellad F.E., Sadato N., Numaguchi Y., Levine A.M.;** Vascular metastatic lesions of the spine: preoperative embolization. *Radiology* 1990, 176(3):683-6. <http://www.gelatine.org>. **Kirsch J., Staude G.;** Mit stypro®-Tampons effektiv Blutungen stillen. *Ambulante Chirurgie* 4/2003 (36), 38-39. **Kirsner R.S., Eaglstein W.H.;** The wound healing process. *Dermatol. Clin.* 1993, 11 (4) 629-640. **Larson P.O.;** Topical hemostatic agents for dermatologic surgery. *J Dermatol Surg Oncol* 1988;14(6):623-32. **Lewis M.S., Piez K.A.;** Sedimentation-Equilibrium Studies of the Molecular Weight of Single and Double Chains from Rat-Skin Collagen, *Biochemistry* 1964, 3:1126-1131. **Liu R., Li H., Yang J., Li H., Dai L., Gu C. (2014):** The experience of (Stypro®) absorbable hemostatic collagen sponge in cardiac surgery using intraoperative hemostasis of sternum *Chinese Journal of Cardiovascular and Pulmonary Diseases*, Editorial E-mail, 2014 (05) **Maurer P.K., Ekholm S.E., McDonald J.V., Sands M., Kido D.K.;** Postoperative radiographic appearance of intracranial hemostatic gelatin sponge. *Surg Neurol* 1986, 26(6):562-6. **Mertsching M., Merten H.-A., Bader A.;** stypro® A new and safe biomaterial for Bone Tissue Engineering - without risk of ENDOGENOUS RETROVIRUS (PERV) Infection. Poster presentation at the INTERNATIONAL TISSUE ENGINEERING MEETING in Innsbruck/Austria, May 18th 20th, 2000. **O'Keefe F.N., Carrasco C.H., Charnsangavej C., Richli W.R., Wallace S.;** Arterial embolization of adrenal tumors: results in nine cases. *AJR Am J Roentgenol* 1988, 151(4):819-22. **Pape H.;** Indikation und Anwendung von stypro® in der Lippen-Kiefer-Gaumenspaltschirurgie. *Implantologie Journal* 2003/7(1), 52-54. **Uflacker R.;** Transcatheter embolization for treatment of acute lower gastrointestinal bleeding. *Acta Radiol* 1987, 28(4):425-30. **Vogt P.M., Andree C., Breuing K., Liu P.Y., Slama J., Helo G., Eriksson E.;** Dry, moist, and wet skin wound repair. *Ann Plast Surg* 1995, 34(5):493-9. **XU D, Ren U, Chen X, Zhuang Q, Sheng L, Li S (2016):** A randomized controlled trial on effects of different hemostatic sponges in posterior spinal fusion surgeries. *BMC Surg.* 2016 Dec 12; 16 (1): 80, Abstract in Englisch. **Zhao D., Wang J.;** Clinical observation for hemostasis sponge to prevent the dry socket. *China Medical Herald*, Editorial E-mail, 2009(02) [2009-01-15]. **Ziegler U.E., Debus E.S., Keller H.P., Thiede A.;** Skin substitutes in chronic wounds. *Zentralbl. Chir.* 2001, 126, Suppl. 1: 71-74.

+ Disclaimer

This document is intended exclusively for experts in the field, i. e. physicians in particular, and is expressly not for the information of laypersons.

The information on the products and/or procedures contained in this document is of a general nature and does not represent medical advice or recommendations. Since this information does not constitute any diagnostic or therapeutic statement with regard to any individual medical case, individual examination and advising of the respective patient are absolutely necessary and are not replaced by this document in whole or in part.



Product example stypro®

curasan

curasan AG
Lindigstraße 4
63801 Kleinostheim
Germany

info@curasan.de
www.curasan.de

Tel.: +49 6027/40 900-0
Fax: +49 6027/40 900-49

