

## Das JEDER® System bietet:


- + einen sicheren, kontrollierten Sinuslift<sup>1</sup>
- + minimalinvasive Technik
- + optimalen Knochenaufbau<sup>2</sup>
- + geringe postoperative Belastung<sup>3</sup>

Praxisstempel



### Literatur

<sup>1,2,3,4</sup> Jesch P. et al. A pilot-study of a minimally invasive technique to elevate the sinus floor membrane and place graft for augmentation using high hydraulic pressure: 18 months follow-up of 20 cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2013;116:293-300



Vertrieb durch:

**curasan**  
Regenerative Medizin

curasan AG  
Lindigstr. 4  
63801 Kleinostheim  
Deutschland

info@curasan.de  
www.curasan.de

Tel.: +49 6027/40 900-0  
Fax: +49 6027/40 900-49

Hersteller:

**BIEGLER**  
MEDIZIN ELEKTRONIK

BIEGLER GmbH  
Allhangstr. 18a  
3001 Mauerbach  
Austria

office@biegler.com  
www.biegler.com

Tel.: +43 1 979 21 05  
Fax: +43 1 979 21 05 16



110900001\_02\_2020\_001 © 2020 curasan AG

**JEDER®**  
Sinuslift Technologie

## Der kontrollierte minimalinvasive Sinuslift mit dem JEDER® System



**curasan**  
Regenerative Medizin

## Was ist ein Sinuslift?

- + Die Sinusbodenelevation (Sinuslift) ist ein spezielles Verfahren zum Knochenaufbau bei der Oberkieferimplantation.
- + Der Sinuslift kommt zur Anwendung, wenn durch natürlichen, teilweise altersbedingten Knochenabbau (Atrophie) das Knochenangebot so gering ist, dass Zahnimplantate nicht stabil und in der erforderlichen Dimension gesetzt werden können.
- + Der Sinuslift stellt eine Operationsmethode dar, bei der der knöcherne Boden der Kieferhöhle (Sinusboden) angehoben wird, um zusätzliches Knochenvolumen zu gewinnen.



## Was ist das JEDER® System?

- + Das innovative **JEDER®** System ermöglicht einen minimalinvasiven Sinuslift.
- + Mit dem **JEDER®** System erfolgt die sichere, kontrollierte Anhebung der Kieferhöhlenschleimhaut mit Hilfe von hydraulischen Druck.
- + Das **JEDER®** System ist CE-zertifiziert.



## Was sind die Vorteile des JEDER® Systems?

- + Sicherer, kontrollierter Sinuslift<sup>1</sup>
- + Optimaler Knochenaufbau<sup>2</sup>
- + Geringere postoperative Belastung. Nach der Behandlung schnelle Genesung<sup>3</sup>
- + Nachgewiesene Patientenzufriedenheit<sup>4</sup>
- + Einfach, messbar und schonend in der Anwendung

## Sicherer Sinuslift mit dem innovativen JEDER® System

Der hydraulische Druck wird kontinuierlich überwacht und kann jederzeit auf dem Display des **JEDER®** Systems abgelesen werden

